


ピーク高さ - 3times-3.jws



[ピーク高さ計算結果]

	ピーク	ベース 1	ベース 2	高さ	高さ比
ピーク 1	2684.8	2510.1	2905.3	418.951	0.232068
ピーク 2	1560.1	1219.2	1784.8	1805.29	4.30908

[コメント情報]

試料名
コメント
測定者
所属
会社

Jasco

[データ情報]

作成日時 2025/03/12 10:38

データタイプ 等間隔データ

横軸 Raman Shift [cm-1]

縦軸 Int.

スタート 1000 cm-1

エンド 3000 cm-1

データ間隔 0.1 cm-1

データ数 20001

[測定情報]

機種名 NRS-5100

シリアル番号 B006261420

測定日時 2025/03/12 10:30

露光時間 10 sec

積算回数 2

中心波数 1470.38 cm-1

Zステージ位置 21713.1 um

ビニング上限 110

ビニング下限 169

有効チャンネル範囲 1 - 1024

Shift Speed 32.25 usecs

Amplitude Normal

Readout Rate 100kHz at 16-bit

Pre-Amplifier Gain 1x

Mode Conventional

CCD DU420_OE

励起波長 532.09 nm

分光器 シングル

グレーティング 1800 l/mm

スリット幅 100 x 1000 um

アパーチャー φ4000 um

リジェクションフィルター 532.0 nm

分解 3.74 cm-1, 0.97 cm-1/pixel

対物レンズ MPLFLN 100 x

BS/DM BS 30/70

レーザー強度 5.7 mW