


ピーク高さ - 5times-4.jws



[ピーク高さ計算結果]

	ピーク	ベース 1	ベース 2	高さ	高さ比
ピーク 1	2695.5	2510.1	2905.3	337.338	0.284613
ピーク 2	1566.3	1219.2	1784.8	1185.25	3.51354

[コメント情報]

試料名
コメント
測定者
所属
会社

Jasco

[データ情報]

作成日時 2025/03/12 11:10
データタイプ 等間隔データ
横軸 Raman Shift [cm-1]
縦軸 Int.
スタート 1000 cm-1
エンド 3000 cm-1
データ間隔 0.1 cm-1
データ数 20001

[測定情報]

機種名 NRS-5100
シリアル番号 B006261420
測定日時 2025/03/12 11:07
露光時間 10 sec
積算回数 2
中心波数 1470.22 cm-1
Zステージ位置 21677.9 um
ビニング上限 110
ビニング下限 169
有効チャンネル範囲 1 - 1024
Shift Speed 32.25 usecs
Amplitude Normal
Readout Rate 100kHz at 16-bit
Pre-Amplifier Gain 1x
Mode Conventional
CCD DU420_OE
励起波長 532.09 nm
分光器 シングル
グレーティング 1800 l/mm
スリット幅 100 x 1000 um
アパーチャー φ4000 um
リジェクションフィルター 532.0 nm
分解 3.74 cm-1, 0.97 cm-1/pixel
対物レンズ MPLFLN 100 x
BS/DM BS 30/70
レーザー強度 5.7 mW